

S01

RESULTADOS EN 6/8 SEMANAS






1. CONCEPTO DE MASAJE CAPILAR

Para ser efectivo el masaje debe mover, deslizar el cuero cabelludo sobre el cráneo. Si se comprime con algo alrededor el masaje no es posible, porque el cuero cabelludo no se desliza. Lo que se comprime no se puede masajear, es obvio.

La mejor manera, pues, de realizar el masaje capilar, es hacer que el cuero cabelludo se vea repercutido en su conjunto, completa y uniformemente, para conseguir la reactivación sanguínea integral, esto es, sentir cómo la piel sobre la que nace el cabello se desliza hacia adelante y hacia atrás sobre la caja craneal. Para reactivar la circulación por completo debe moverse TODO, desde la coronilla hasta las cejas, y no por áreas, ya que si lo haces así – por áreas- sólo consigues desplazar el riego de una zona a otra, pero no promoverlo de manera total por toda la cabeza, que es lo que buscamos. Ésta es la razón por la que diseñé un aparato de masaje flotante, que se posara sobre el cuero cabelludo sin comprimirlo.

2. EFICACIA Y COMPROBACIÓN

Para comprobar todo esto he tomado termografías -fotografías de calor- con una empresa especializada, que muestran que S01 reactiva la circulación sanguínea del cuero cabelludo de manera integral. Las siguientes termografías fueron tomadas por la empresa PANATEC sobre mi propia cabeza, con intervalos de 10 minutos mientras usaba el S01. Mediante el masaje –bombeo- que prodiga el aparato la circulación sanguínea se reactiva en la zona. Los colores azules y verdes corresponden a zonas más frías y frías, y los amarillos y rojos a zonas calientes y más calientes, respectivamente. Se observa a simple vista el aumento de flujo sanguíneo en toda el área, y el aporte de nutrientes que comporta detiene la caída de cabello desde los primeros días.



Este análisis es completamente fiable ya que las áreas de calor están asociadas a la circulación sanguínea. Y para los escépticos sobre los masajes valga esta extrapolación: cuando estás clínicamente muerto te resucitan con un masaje cardiaco.

La pérdida de cabello se detiene en unos días. Y en pocas semanas de uso comienza a crecer cabello nuevo –pelusa- en las áreas limítrofes al cabello que se conserva. Esta pelusa deviene pelo en meses según

avanza la línea de crecimiento, principalmente de atrás hacia adelante, si bien no todo lo rápidamente que nos gustaría.

3. ACELERAR EL PROCESO: TERAPIA COMBINADA



Basándome en el principio de que si hay estímulo hay respuesta, intuí que a mayor estímulo la respuesta debería ser mayor, por lo que aumenté el tiempo y el número de sesiones diarias con el S01, pero no conseguía mejorar la ratio tiempo de exposición/ganancia de cabello, por lo que exploré otras vías.

Convencido, por pura lógica, de que a mayor estímulo mejor respuesta, llegué a la conclusión de que debía implementar un nuevo estímulo además del de la irrigación sanguínea, y comencé a interesarme por otro tipo de masaje que profundizara más aún; así llegué a conocer el Masaje del Tejido Profundo (MTP, en adelante).

Este tipo de masaje manipula lentamente, pero de manera profunda, el tejido conectivo -el que establece la conexión con los otros tejidos y sirve de soporte a las diferentes estructuras del cuerpo- mediante la acción de la fricción. Se aplica con movimientos más pausados y utiliza mayor presión para alcanzar niveles más profundos.

En un principio –y por su propia definición- no le vi aplicación a la cabeza por la escasa profundidad del cuero cabelludo, pero cuando me detuve a estudiar la morfología de éste y me percaté de la multitud de capas que lo conforman intuí que sí podía resultar eficaz y, consecuentemente, ofrecer resultados, por lo que pasé a aplicarlo a mitad del uso del S01, esto es, cuando ya hay afluencia sanguínea masiva en la zona.

Entendí que debía ir más allá del masaje “amable”, trascender lo que es la reactivación para llegar a una ligera lesión, a partir de la cual es posible reconstruir desde el inicio las estructuras dañadas que dan origen al cabello. Al masajear fuertemente una zona las presiones que ejercemos sobre los tejidos le ocasionan un daño que produce un pico de inflamación como respuesta natural a la “agresión” (entre comillas) que supone el proceso de inicio para que las células lesionadas durante ésta se renueven; digamos que es el proceso natural de renovación celular tras cualquier traumatismo. Y ahora se produce la sinergia entre ambas terapias, pues la reactivación sanguínea rica en nutrientes que hemos conseguido gracias el masaje previo –y posterior- con el S01 hace que esta “reparación” sea más rápida y eficaz, ya que encuentra abundante material para llevar acabo la “reconstrucción”.



Y así se comprueba: como veis el pelo ha crecido más en las zonas “valle” de los pliegues, donde se ha producido el desgarro y en consecuencia la afluencia sanguínea y reparación.



El estudio indica que el origen del problema es la degeneración del cuero cabelludo, y que una de sus principales causas es la deficiencia de la circulación sanguínea. De esta manera, cuando comienza la caída del cabello es solo la manifestación final del problema (algo parecido a la enfermedad cardíaca, en la que el ataque cardíaco es solo el fulminante, el resultado de incubar la enfermedad durante años: falta de ejercicio, dieta inadecuada: sobrepeso, tabaco, alcohol, la aterosclerosis que conlleva, etc, etc...). Así, cuando el problema se hace evidente, ya no se debe solo a la circulación sanguínea, sino también a la atrofia del cuero cabelludo (o esto se deduce de lo observado). Y aquí es cuando el M.T.P. se hace necesario para "reconfigurarlo" a través de todas sus capas, con la ayuda indispensable del incremento de la circulación sanguínea, lo que hace posible esta "reconfiguración", es decir, el retorno a un estado saludable.

Hay otra cosa que es interesante destacar y es que el final de la recuperación es más rápido. ¿Por qué? Lo observado parece indicar que es porque, debido a la regeneración de las diversas capas que conforman el cuero cabelludo, la capilaridad funcional se extiende cada vez más, es decir, hay más remanente de sangre y más cerca. Se comprueba pues la máxima aristotélica: “El todo es más que la suma de sus partes”.

4. RESUMIENDO

Todo lo expuesto implica una mejora sustancial y considerable de la eficacia y rapidez de la terapia respecto de la recuperación del cabello, lo que conlleva un menor tiempo de aplicación: basta con una hora diaria, distribuida así: 20 minutos de masaje con el S01+ 20 minutos de MTP * + otros 20 minutos de masaje con el S01. *(El MTP se hace de atrás adelante, pellizcando el cuero cabelludo desde la coronilla hasta la frente con los 8 dedos –salvo los 2 pulgares-).

Con esta regularidad y frecuencia comienzan resultados alentadores con rapidez: en 6/8 semanas puedes ver cómo comienza a nacer cabello nuevo en zonas despobladas. Una vez que compruebas esto entiendes que es sólo cuestión de tiempo la recuperación total, lo que te anima a seguir la terapia sin esfuerzo, ya que el uso del S01, el masaje que te da, es muy relajante y placentero. Desde luego que es más cómodo no hacer nada, pero quien debe evaluar hasta qué punto le importa su salud y su pelo eres tú. El método, la terapia, funciona, está sobradamente comprobada. Compruébalo tú también. Si en 8 semanas no consigues resultado nos devuelves el aparato y te reintegramos su importe. No hemos tenido ninguna devolución.

5. UN CIRCUITO CERRADO

Si consideramos el sistema circulatorio como lo que es, un circuito cerrado por el que circula un fluido denso en su interior, ¿qué tenemos en realidad? Un sistema hidráulico... Sobre el que si percutimos donde lo hagamos repercutimos en todo él. Y hay estudios que avalan la teoría que sostengo, como por ejemplo los que relacionan la calvicie con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29740659>

<https://bmjopen.bmj.com/content/3/4/e002537>

<https://www.webmd.com/heart-disease/news/20000123/hair-loss-heart-disease>

<https://www.medicalnewstoday.com/articles/320205.php>

Y este otro nada más y nada menos que de *International Journal of Cardiology*

[https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273\(14\)01289-3/abstract](https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(14)01289-3/abstract)

O disfunción eréctil:

<https://www.medicalnewstoday.com/articles/322104.php>

<https://www.health.harvard.edu/blog/erectile-dysfunction-often-a-warning-sign-of-heart-disease-201110243648>

<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/erectile-dysfunction/in-depth/erectile-dysfunction/art-20045141>

<https://www.ucihealth.org/blog/2018/04/erectile-dysfunction-heart-disease>

La terapia de reactivación sanguínea que prodiga el S01 se repercute por todo el circuito como ha quedado explicado, y todo indica que el uso de S01 es cardiovascularmente saludable, pues hace trabajar al sistema circulatorio; salvando las distancias podemos decir que es como realizar ejercicio estando sentado. Así pues S01 puede hacer por ti algo más que ayudarte a recuperar el pelo ya que con su uso revitalizas el sistema circulatorio.